



Grid Pad Eye 13

– øyestyrt ASK med ekstra lang batterilevetid

- 13" skjerm
- 6,5" samtalskjerm
- Vida øyestyring er inkludert
- Inntil 8 timer batterilevetid
- Antirefleks skjermbeskytter
- Smart-knapper for mer effektiv bruk
- Kan brukes med øyestyring eller alternativ betjening
- Høykvalitets lyd
- Innebygget IR omgivelseskontroll
- Innebygget bordstativ
- Muligheter for stativmontering
- IP54 klassifisert
- Grid programvare



ABILIA

HMS art nr: 327047
Artikkel nr: 25630

Grid Pad Eye 13

Grid Pad Eye 13 er et kraftfullt og skreddersydd kommunikasjonsverktøy som har alle tilgjengelige funksjoner innenfor Grid-systemet, alternativ betjening og omgivelses- og PC-kontroll.

Smart-knapper er plassert sentralt foran på skjermen og kan konfigureres til akkurat det du trenger å bruke dem til. De kan brukes med touch, alternativ betjening og øyestyling.

Vida øyestyingskamera er standard med denne modellen.

Produktet er klassifisert for IP54, som vil si at det er beskyttet mot at støv kan skade produktet eller komponentene og at det er sprutsikkert i form av kraftig dusj/ regn mot kapslinger fra alle kanter ikke skal ha skadelig virkning.

Grid

Programvaren Grid er inkludert, som gir mulighet for individuell tilpasning av et stort utvalg ferdige kommunikasjonsoppsett og apper, symbol- eller tekstbibliotek, omgivelseskontroll og PC-kontroll.

GRID PAD EYE 13 LEVERES MED

- Strømforsyning
- Lisensnøkkel
- Pusseklut og etiketter
- Fjernkontroll
- Dokumentasjon

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse i mm:	338 x 280 x 47
Vekt:	3 kg
Prosesor:	Intel® Core™ i5 11th Gen
Batterilevetid:	opptil 8 timer

ANDRE RELEVANTE PRODUKTER

- Grid Pad Pro 13
- Grid Pad Eye 15

