



Grid Pad Go Slimline

– bærbar touch-maskin med Grid programvare

- Microsoft Surface 10,5"
- 8,5 timer batterilevetid
- Antirefleks skjermbeskytter
- Store og taktile knapper
- Kompatibel med fingerguide
- Justerbar bærestropp
- Grid programvare



Grid Pad Go Slimline

Grid Pad Go Slimline veier kun 1 kg og er egnet for de som har behov for et bærbart og touch-basert kommunikasjons hjelpemiddel.

Grid Pad Go Slimline har Grid programvare, som gjør det mulig å koble til telefon, e-post, nettleser, sosiale medier, med mer.

Grid

Programvaren Grid er inkludert, som er den mest fullverdige programvaren i vårt sortiment. Den gir mulighet for individuell tilpasning av et stort utvalg ferdige kommunikasjonsoppsett, apper og symbol- eller tekstbibliotek, samt koble til telefon og bruke e-post.

Tilbehør

For ytterligere beskyttelse og forsterket lyd er en skreddersydd backbox tilgjengelig som tilbehør. Den inkluderer bærehåndtak, justerbart bordstativ, ekstra høyttaler og mulighet for å montere på rullestol.

Flere symbolbibliotek som f.eks Tegnbanken og Bliss er tilgjengelige som tilbehør.

GRID PAD GO SLIMLINE LEVERES MED

- Strømforsyning
- Lisensnøkkel
- Pusseklut
- Bærestropp
- Bæreveske
- Bordstativ

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse i mm:	260 x 215 x 60
Vekt:	1 kg
Prosesor:	Intel Core i5-7454 processor
Batterilevetid:	8,5 timer

ANDRE RELEVANTE PRODUKTER

- Talk Pad 8 Slimline
- Talk Pad 10 Slimline

