



Grid Pad Pro 13

– skreddersydd kommunikasjonsverktøy med ekstra lang batterilevetid

- 13" skjerm
- 6,5" samtalskjerm
- Inntil 13 timer batterilevetid
- Antirefleks skjermbeskytter
- Smart-knapper for mer effektiv bruk
- Kan brukes med øyestyling eller alternativ betjening
- Høykvalitets lyd
- Innebygget IR omgivelseskontroll
- Innebygget bordstativ
- Muligheter for stativmontering
- IP54 klassifisert
- Grid programvare



ABILIA

Grid Pad Pro 13

Grid Pad Pro 13 er et kraftfullt og skreddersydd kommunikasjonsverktøy som har alle tilgjengelige funksjoner innenfor Grid-systemet, alternativ betjening og omgivelses- og PC-kontroll.

Smart-knapper er plassert sentralt foran på skjermen og kan konfigureres til akkurat det du trenger å bruke dem til. De kan brukes med touch, alternativ betjening og øyestyring.

Den 13" store skjermen er eksepsjonell god utendørs, på grunn av antirefleks skjerm. På baksiden har den en 6,5" samtalskjerm. Den har også innebygget omgivelseskontroll og skreddersyde høyttalere.

Produktet er klassifisert for IP54, som vil si at det er beskyttet mot at støv kan skade produktet eller komponentene og at det er sprutsikkert i form av kraftig dusj/ regn mot kapslinger fra alle kanter ikke skal ha skadelig virkning.

Grid

Programvaren Grid er inkludert, som gir mulighet for individuell tilpasning av et stort utvalg ferdige kommunikasjonsoppsett og apper, symbol- eller tekstbibliotek, omgivelseskontroll og PC-kontroll.

GRID PAD PRO 13 LEVERES MED

- Strømforsyning
- Lisensnøkkel
- Pusseklut og etiketter
- Fjernkontroll
- Dokumentasjon

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse i mm:	338 x 234 x 37
Vekt:	3 kg
Proseszor:	Intel® Core™ i5 11th Gen
Batteritid:	Opptil 13 timer

ANDRE RELEVANTE PRODUKTER

- Grid Pad Go
- Grid Pad Pro 15
- Grid Pad Eye 13

