



Grid lisens

– Grid programvare til din datamaskin

- Digitalt verktøy for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), betjening av datamaskin og omgivelsene.
- Over 50 ferdige oppsett klare til bruk
- Individuell tilpasning ved hjelp av enkel redigering
- For Windows maskinvare
- Widgit, Symbolstix og PCS inkludert
- Tegnbanken og Bliss som tilbehør
- Klokke, Kamera, Notater, Telefon, SMS, E-post, Nettleser, Sosiale medier, YouTube mm.



ABILIA

Grid

Grid er en kommunikasjonsløsning som gir bidrar til å gi en stemme, omgivelseskontroll og muligheten til å leve et mer selvstendig liv.

Den er designet for personer med alle typer kommunikasjons- og betjeningsbehov og inkluderer et bredt utvalg ressurser som kan styres via touch, brytere, øyestyring eller pekeutstyr.

Inkludert i programmet er ferdige oppsett for kommunikasjon med tekst, symboler eller bilder og mye annet innhold for alle aldre og funksjonsnivå.

Kom raskt i gang

Et stort antall ferdige oppsett gir et godt utgangspunkt for å komme raskt i gang. Programmet kan brukes med alle symbolsystemer, talesynteser og betjeningsalternativer.

Individuell tilpasning

Ingen er like, og derfor kan Grid enkelt tilpasses individuelt til hver bruker. Du kan redigere og justere i ferdige oppsett eller bygge helt nye.

EKSEMPLER PÅ INNHOLD

- Super Core
- Voco Chat
- Afasi
- Rask Prat
- Tekstprat
- Interaktiv læring
- Apper (Facebook, Instagram, Whatsapp, Netflix + +)
- Omgivelseskontroll
- PC kontroll
- Klokke
- Kamera
- Video
- Telefon
- SMS
- Nettleser
- Og mange fler

Grid kan ansøkes som programvare eller som komplett pakke med maskinvare.

