

2024-04-19

Information om 419892 Andromeda IR-REC8 BED (LINAK 10 PIN MODULAR)

Sängmottagaren Andromed BED finns i två varianter med olika anslutningskablar, artikel 419892 Andromeda IR-REC8 BED (LINAK 10 PIN MODULAR) och 419893 Andromeda IR-REC8 BED (LINAK 8 PIN DIN).

I artikel 419892 ersätter Abilia LINAK 10 PIN MODULAR kabel med en ny kabel som fungerar med Linkas nya kontrollboxar.

Den nya kabeln är rund, mer stabil och gör kontrollsystemet vattentätt. Kabelkit går att beställa som separat tillbehör.

Ändringen kommer att ske i månadsskiftet april/maj 2024.

Artikel 419893 finns kvar oförändrad.



*Ny kabel till vänster,
utbytt kabel till*



Linak kontrollbox

Produkt	419892	Andromeda IR-REC8 BED (LINAK 10 PIN MODULAR) Komplett med monterat kablage + AC-Adapter
Tillbehör	419900	Kabelkit (LINAK 10 PIN MODULAR MJB)

Vänliga hälsningar

Abilia