

2023-03-14

Ny version av GEWA One och GEWA Connect

Vi vill informera om att det i mitten av april kommer en uppdatering av både hårdvaran och programvaran för GEWA One och GEWA Connect. Med denna nya version kommer det bli nya artikelnummer för båda produkterna.



Nya funktioner och förbättringar

- Hårdvara
 - GEWA Smartkabel ersätter blåtandkommunikation mellan telefon och GEWA Multibox
 - Uppdaterad GEWA Multibox med kabelanslutning
 - Ny telefon för GEWA One av märket Blackview
 - En ny gemensam laddare för telefon och GEWA Multibox
- Programvara - GEWA SW version 3.5
 - Användargränssnittsförbättringar av färger och layout samt fler symboler att välja på
 - Ny tydlig design för viktiga meddelanden. En ruta visas högst upp ifall det är något användaren behöver agera på.
 - Diverse förbättringar för att göra GEWA appen mer tillförlitlig och stabil
- Licens för myAbilia funktionalitet ingår under hela produktens livslängd
 - Värdebevis med licensnyckel medföljer till både GEWA One och GEWA Connect som ger tillgång till grundfunktionalitet i myAbilia

Så här uppdaterar du befintlig produkt till senaste version av GEWA SW

I GEWA One finns det information om ny version i appens inställningar. Tryck på "Om" i "Inställningar". När det finns en ny version tillgänglig tryck på "Sök efter uppdateringar" och följ anvisningarna.

GEWA Connect används i egen mobiltelefon eller surfplatta. Där beror det på vilken Androidinställning användaren har, om appar ska uppdateras automatiskt eller manuellt.

Artikellista GEWA One

Utgående artiklar	Nya artiklar
461610 GEWA One, 3 år	461630 GEWA One
461604 GEWA One mobil enhet (ingår)	461631 GEWA One mobil enhet (ingår)
461185 Multibox GEWA One/Connect (ingår)	461177 GEWA Multibox (ingår)
461181 Laddare Multibox (ingår) 461602 Laddare mobil enhet (ingår)	462006 GEWA nätadapter (ingår)
	462003 USB-A till USB-C lång kabel (ingår)
	425661 GEWA Smartkabel (ingår)

Artikellista GEWA Connect

Utgående artiklar	Nya artiklar
461188 GEWA Connect, 3 år	461190 GEWA Connect
461185 Multibox GEWA One/Connect (ingår)	461177 GEWA Multibox (ingår)
461181 Laddare Multibox (ingår) 461602 Laddare mobil enhet (ingår)	462006 GEWA nätadapter (ingår)
	462003 USB-A till USB-C lång kabel (ingår)
	425661 GEWA Smartkabel (ingår)

Viktig information angående nya GEWA Connect (art nr 461190)

- Nya krav på mobiltelefonen eller surfplattan som ska användas med GEWA Connect
 - Android 9
 - USB-C kontakt för att kopplas samman med GEWA Smartkabel

Hållare GEWA One/Connect

Nytt artikelnummer: 461198 (ersätter 461187 som utgår)

Vi rekommenderar detta tillbehör för bästa användarupplevelse av nya versionen av GEWA One och Connect. Hållaren har extra skydd för GEWA Smartkabel.



Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig