

2024-01-15

Ny version av GEWA SW

Vi vill informera om att det snart kommer en uppdatering av programvaran för GEWA One och GEWA Connect till version 3.6.

Planerad release för den nya versionen är 22 januari 2024.

Vad är nytt i GEWA SW v.3.6?

- Stöd för att skicka GEWA Radio signaler har förbättrats
 - Det går nu att styra fler radioenheter med GEWA One och Connect
 - Det finns utökade möjligheter att hantera och ändra konfigurationsparametrar för varje radioenhet som ska styras.
- Diverse förbättringar för att göra GEWA appen mer tillförlitlig och stabil



Produkter som påverkas

GEWA SW finns i följande produkter:

461630 GEWA One

461190 GEWA Connect

I GEWA One finns det information om ny version i appens inställningar. Tryck på "Om" i "Inställningar". När det finns en ny version tillgänglig tryck på "Sök efter uppdateringar" och följ anvisningarna.

GEWA Connect används i egen mobiltelefon. Där beror det på vilken Androidinställning användaren har, om appar ska uppdateras automatiskt eller manuellt.

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig