

2023-11-09

Ny modell av MEMOday

Vi vill här informera om en kommande ändring av MEMOday: Den 12:e december kommer 508280 MEMOday 3 att ersätta 508270 MEMOday 2, som då utgår.

508280 MEMOday 3

Den nya modellen av MEMOday har förbättrats avseende robusthet och kvalitet. Programvaran är oförändrad.

De viktigaste ändringarna är:

- Ny (större) nätadapter med mer robust plugg och förstärkt uttag
- Förbättrat chassi i nytt material som har en matt yta och är mera färgbeständig
- Stadigare placering tack vare högre friktion mot underlaget



MEMOday 3 levereras på samma sätt som tidigare, med nätadapter och bruksanvisning.

OBS! Nätadaptern till MEMOday 3 passar inte till MEMOday 2 och vice versa.



MEMOday 3

MEMOday 2

Artikellista

Artiklar MEMOday 2	Artiklar MEMOday 3
508270 MEMOday 2 - UTGÅR	508280 MEMOday 3 - NY
508258 Strömförsörjning MEMOday	508281 Nätadapter MEMOday 3 - NY

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig