

2023-05-24

Ny programversion av MEMOplanner


Vi vill informera om att det den 30 maj släpps en ny programversion av MEMOplanner och MEMOplanner Go: Version 4.2.

Från och med detta datum kommer enheter med MEMOplanner Generation 4 att uppdateras automatiskt till den nya versionen. MEMOplanner Go uppdateras automatiskt om så är inställt på telefonen.

Nyheter i MEMOplanner version 4.2

I MEMOplanner v4.2 finns bland annat följande nyheter:

- **Sök bild till aktivitet.** Nu är det enklare att hitta önskad bild till en aktivitet genom att söka på namnet i bildarkivet.
- **Bättre översikt i dagkalendern.** Flera mindre förändringar för att göra dagkalendern tydligare, till exempel att storleken på aktiviteterna runt tidpelaren nu anpassas efter innehållet.
- **Förbättrad månadskalender i MEMOplanner Go.** Nu kan man både få en översikt över månads heldagsaktiviteter och se listan med den valda dagens aktiviteter.
- **Enhetsinformation på inloggningssidan.** För att förenkla rekonditionering och support finns nu enhetsinformation tillgänglig även när en användare inte är inloggad.



För mer utförlig information se det bifogade bildspelet (pdf).

Uppgradering till MEMOplanner generation 4

Sedan november 2022 levereras MEMOplanner med generation 4. Följande MEMOplanner-modeller som levererats före november 2022 kan uppdateras kostnadsfritt till den nya programgenerationen:

- 462890 MEMOplanner Medium 4
- 462885 MEMOplanner Large 3
- 462875 MEMOplanner Medium 3b

Uppgraderingen kräver teknisk kompetens och behöver göras av en tekniker, dvs finns inte tillgänglig för nedladdning. Kontakta Service och Support på Abilia för mer information.

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig