

2022-03-29

Vidaresändning av larm – All in One Basic ersätts av IOR och TREX

Vi vill informera om att vi planerar att ersätta All in One Basic (sändare och personsökare) med IOR (sändare) och TREX (personsökare).

Bytet av lösning för vidaresändning av larm beräknas ske i slutet av april.

För att vidaresända larm från epilepsilarmen Emfit eller EpiSafe behövs både IOR (sändare) och TREX (personsökare).

En TREX kan ta emot larm från många olika enheter. Den kan ta emot larm från flera stycken IOR, men också direkt från en armbandssändare (SMILE) eller en rörelsedetektor (PIR). Därför kommer vi tillhandahålla IOR och TREX som separata produkter.

Utöver detta har TREX fördelen av en display som tydligt visar information om larmet. I övrigt har IOR och TREX funktionalitet i nivå med All in One Basic.

IOR och TREX är väl beprövade produkter från Le Grand Care (tidigare Neat).

Vi hoppas att lösningen blir till er belåtenhet!

Berörda produkter:

Nuvarande produkt:

330700 All in One Basic (sändare och personsökare)



Ersättningsprodukter:

464310 IOR (sändare)

464340 TREX (personsökare)



Nya tillbehör:

464330 REPO+ II (repeater som kan förlänga räckvidden upp till 2,5 km vid fri sikt)

464346 Laddställ kit till TREX

464344 Laddningsadapter mini USB TREX (ingår i huvudprodukten 464340 TREX)

464342 Nätadapter TREX (ingår i huvudprodukten 464340 TREX)

Med vänlig hälsning

Karin Winberg

Anbuds- och avtalsansvarig