

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### Grid Pad Pro 13

HMS-nummer	327053
Artikkelnummer	25171
Vekt	3 kg
Operativsystem	Windows 11 pro
Programvare	Grid 3
Dimensjoner (mm)	338 x 234 x 37 mm
Batteritid (aktiv bruk)	Opptil 13 timer (8 med øyestyring)
Ladetid	4t
Prossessor	Intel® Core™ i5 11th Gen
Minne	16GB RAM 256GB NVME SSD
Grafikkort	Intel Iris Xe
Skjerm	13.3" full-HD dagslys display med herdet glass anti-glare skjermbeskyttelse
Samtaleskjerm	6.5" vidvinkel full-farge
Bryterinnanger	2 x 3.5mm bryterinnanger med LED indikator 1 x USB C 2.0 1 x USB C 3.2gbps
Lyd	2 x høykvalitet høyttalere på bakside og 2 x personlige høyttalere
Tilkoblinger	3.5mm hodetelefon/ mikrofon kombinasjon 2 x USB 3.2 10gbps port 1 x USB-C 40gbps med DisplayPort Bluetooth 5.3 Wi-fi 6E
IP rangering	IP54
Montering	Dual Rehadapt eller Daessy  Ikke inkludert
Øyestyring	Vida (Standard med Grid Pad Eye 13)  Lumin-I (Som tilbehør)
Garanti	2 år
Drop-test	1 meter drop testet
Innebygd kamera	5MP front med Windows Hello, 5MP bak med autofokus
Omgivelseskontroll	GEWA Infrared Optional EasyWave / Z-Wave radio
Annet	Fjernkontroll (av og på og trådløs brytertilgang)

