

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### Talk Pad 10 Slimline

HMS-nummer	327054
Artikkelnummer	25571
Vekt	809 gram
Enhet	iPad 10,9
Operativsystem	iOs
Programvare	Grid for iPad
Dimensjoner (mm)	262 x 192 x 17 mm
Batteritid (aktiv bruk)	10 + timer
Ladetid	Inntil 3 timer
Proseszor	A14 Bionic Chip
Minne	64GB
Skjerm	2160x1620 Retina Display
Samtaleskjerm	Nei
Bryterinnanger	Nei (Mulighet for bryterinnanger i tilbehør: Oppgradering/ backbox)
Tilkoblinger	Wi-fi 802.11ax Bluetooth 4.2
IP rangering	IP22*
Montering	Tilbehør Monteringsbrakett
Øyestyring	Nei
Garanti	2 år
Innebygd kamera	8/12 MP
Omgivelseskontroll	Nei
Annet	Tydelige og taktile knapper for volumjustering, bæreveske, strømforsyning, pusseklut, bærestropp, bordstativ

\*når produktet er posisjonert i en typisk stående eller noe vinklet posisjon

