

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Talk Pad 8 Slimline

HMS-nummer	327056
Artikkelnummer	25570
Vekt	500 gr
Enhet	iPad 8,3
Operativsystem	iOs
Programvare	Grid for iPad
Dimensjoner (mm)	210 x 147x 16 mm
Batteritid (aktiv bruk)	10 + timer
Ladetid	Inntil 3 timer
Proseszor	A15 Bionic Chip
Minne	64GB
Skjerm	2266 x 1488 Liquid Retina
Samtaleskjerm	Nei
Bryterringanger	Nei (Mulighet for bryterringanger i tilbehør: Oppgradering/ backbox)
Tilkoblinger	Wi-Fi 802.11ax Bluetooth 5.0
IP rangering	IP22*
Montering	Ikke inkludert Monteringsbrakett er tilbehør
Øyestyring	Nei
Garanti	2 år
Innebygd kamera	12 MP foran
Omgivelseskontroll	Nei
Annet	Tydelige og taktile knapper for volumjustering, bæreveske, strømforsyning, pusseklut, bærestropp, bordstativ

*når produktet er posisjonert i en typisk stående eller noe vinklet posisjon

