

HOMEbasic

- en trygghetspakke for den som har et sammensatt behov innen tids- og hukommelsesstøtte, omgivelseskontroll og varsling.

Velferdsteknologi



*Trygghetspakken gir meg støtte, så jeg kan klare meg selv hjemme.
Endelig føles det trygt!* ”



HOMEbasic

Homebasic er en trygghetspakke der selve kjernen i løsningen er den digitale kalenderen, Memoplanner. I konseptet inngår videotelefoni (Skype), Albumfunksjon, enkel SMS og en rekke forskjellige sensorer som er knyttet opp mot Memoplanner. Ved aktivisering av sensorene, varsler Memoplanner med bilde og personlig talemelding som instruksjon eller påminnelse. Løsningen er enkel i bruk og kan lett monteres i alle typer boliger. Den kan resirkuleres.

MEMOPLANNER

Memoplanner er en digital kalender med påminnelsesfunksjon og mange muligheter, blant annet fjernhjelp og Skype. En tydelig struktur over planlagte aktiviteter vises med bilder/tekst og kvitteringsbare delaktiviteter. Aktiviteter kan legges inn av brukeren selv, eller av pårørende eller personale via internett. Dette er en unik funksjon som også gjør det mulig for pårørende eller hjemmetjenesten å gjøre innstillinger.

DIREKTE KONTAKT MED FAMILIE OG VENNER

Brukervennlig Skype samt enkel SMS-funksjon gjør det lett å holde kontakt med omverdenen. Skype krever internettoppkobling og skypekonto. SMS krever SIM-kort.

NATTLYS

Forebygging av fall. En sensor som registrerer og automatisk tenner lys idet personen går ut av sengen, slik at det er mulig å se hvor man skal gå.

BESLUTNINGSSTØTTE FOR DEN SOM GÅR UT OM NATTEN

Sensorer som registrerer idet personen er på tur ut av døren om natten, sammen med en dørtaler som med personlig innlest talemelding forteller at det er best å gå inn igjen.

KOMFYRPÅMINNER

Sensor som registrerer og gir en personlig talemelding dersom kjøkkenet er forlatt, mens komfyren fortsatt står på.

LEVERES MED

Memoplanner M (22") med integrert webkamera, talesyntese, GSM-kort, sender/mottakerenhet, dør-sensor, trådløs strømbryter, komfyrpåminner, 2 stk. bevegelsessensorer, kontakt med dimmerfunksjon og kontakt med av/på funksjon.

HOMEbasic i2

> ARTIKKELNUMMER: 501815, HOMEbasic i2, komplett pakke



Vil du vite mere, kan du scanne QR-koden og lese mere på vår hjemmeside, www.abilia.no