

HOMEbasic

- ett trygghetspaket för den som har ett sammansatt behov inom tid- och påminnelsestöd, omgivningskontroll och larm.

Välfärdsteknologi



*Trygghetspaketet ger mig stöd
för att jag ska klara mig själv
hemma. Äntligen känns det
tryggt!* ”



ABILIA



HOMEbasic

Homebasic är ett trygghetspaket där själva kärnan i lösningen är den digitala kalendern, Memoplanner M. I konceptet ingår videotelefoni (Skype), Albumfunktion, enkel SMS och en rad olika sensorer som är anslutna till Memoplanner. Vid aktivering av sensorerna varnar Memoplanner med bild och intalat meddelande som instruktion eller påminnelse. Lösningen är enkel att använda och kan lätt monteras i alla typer av bostäder, och kan återanvändas.

MEMOPLANNER

Memoplanner är en digital kalender med påminnelsefunktion och många möjligheter bland annat fjärrstyrning och Skype. En tydligt strukturerad över planerade aktiviteter visas med bilder/text och avbockningsbara delaktiviteter. Aktiviteter kan läggas in av brukaren själv, eller över Internet av anhöriga eller personal. Det här är en unik funktion som också gör det möjligt för anhöriga eller hemtjänsten att göra inställningar.

DIREKT KONTAKT MED FAMILJ OCH VÄNNER

Användarvänlig Skype samt enkel SMS-funktion gör det möjligt att hålla kontakt med omvärlden. Skype kräver Internetuppkoppling och Skypekonto, SMS kräver SIM-kort.

NATTLJUS

Förebyggande av fall med sensorer som automatiskt registrerar och tänder lyset när personen lämnar sängen, så att det är möjligt att se var man ska gå.

DÖRRPÅMINNARE FÖR DEN SOM GÅR UT OM NATTEN

Sensor som registrerar då personen är på väg ut genom dörren om natten och ger då ett personligt talat meddelande exempelvis "Det är natt, det är bäst att du håller dig hemma."

SPISPÅMINNARE

Sensor som registrerar och ger personligt talat meddelande om köket har lämnats medan spisen fortsatt är påslagen.

LEVERERAS MED

Memoplanner M (22"), med integrerad webkamera, talsyntes SIM-kortshållare, sändare/mottagare enhet, dörrsensor, trådlös strömbrytare, spissensor, 2 st rörelsesensorer, kontakt med dimmerfunktion och kontakt med av/på funktion.

HOMEbasic i2

> ARTIKELNUMMER: 462815 HOMEbasic i2, komplett paket



Scanna QR kod för mer information eller besök vår hemsida
www.abilia.se